

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Kristal Moru Çözeltilisi
Marka	GBL® Rosa-Stain
Referans Numarası	2090
LOT Numarası	C9358
Sipariş Numarası	442090020500
Üretim Tarihi	25.11.2024
Son Kullanma Tarihi	25.11.2026
Analiz Tarihi	23.01.2025
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Koku	Karakteristik	Karakteristik
Renk	Mavi-violet	Mavi-violet

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Suda Çözünme (g/L)	Çözünür	Çözünür

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Kalite Kontrol Mikroorganizmaları	Teorik Sonuç	Sonuç
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Mavi-mor	Mavi-mor
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Kırmızı-pembe	Kırmızı-pembe