

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Wright-Giemsa Boyası
Marka	GBL® Rosa- Stain
Referans Numarası	2300
LOT Numarası	C9262
Sipariş Numarası	442300020500
Üretim Tarihi	12.11.2024
Son Kullanma Tarihi	12.11.2026
Analiz Tarihi	14.11.2024
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Renk	Koyu mor	Koyu mor
Görünüm	Berrak	Berrak
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
pH	7,00±0,2	7,041

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Hücre Tipi	Teorik Sonuç	Sonuç
Nükleuslar	Kırmızı/mor	Kırmızı/mor
Eritrositler	Kırmızımsı	Kırmızımsı
Monositler	Soluk mavi	Soluk mavi
Nötrofilik granülosit	Granüller açık mor	Granüller açık mor
Eozinofilik granülosit	Kırmızı/gri mavi	Kırmızı/gri mavi
Bazofilik granülosit	Koyu Mor	Koyu Mor
Lenfositler	Mavi	Mavi
Trombositler	Mor	Mor
Kan parazitleri	Nükleuslar açık kırmızı	Nükleuslar açık kırmızı