

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Retikülosit Boyası; Yeni Metilen Mavili
Marka	GBL® Hema-Rose
Referans Numarası	2406
LOT Numarası	D0083
Sipariş Numarası	442406050050
Üretim Tarihi	03.04.2025
Son Kullanma Tarihi	03.04.2027
Analiz Tarihi	04.04.2025
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Koku	Kokusuz	Kokusuz
Görünüm	Berrak, temiz	Berrak, temiz
Renk	Koyu mavi, mor	Koyu mavi,mor

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
pH	7,2±0,2	7,289
Suda Çözünme (g/L)	Çözünür	Çözünür

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Boyama Yöntemi: 0,5 ml Retikülosit Boyası;Yeni Metilen Mavili alınır ve üzerine 3 damla kan numunesi eklenerek karıştırılır.10-15 dakika oda sıcaklığında bekletilir.Yayma yapılır ve havada kurutulur.		
Kalite Kontrol Mikroorganizmaları	Teorik Sonuç	Sonuç
Eritrositler	Açık yeşilmsi mavi	Açık yeşilmsi mavi
Retikulum	Koyu mavi	Koyu mavi

Beyza Nur ARSLAN
Kalite Kontrol Sorumlusu


Beyza Nur ARSLAN
Molecular Biologist
