

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Giemsa Boyası, Konsantre
Marka	GBL® Hema-Rose
Referans Numarası	2408
LOT Numarası	C8799
Sipariş Numarası	442408020500
Üretim Tarihi	29.08.2024
Son Kullanma Tarihi	29.08.2026
Analiz Tarihi	06.09.2024
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
Renk	Koyu mor	Koyu mor
Görünüm	Berrak	Berrak

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Suda Çözünme (g/L)	Çözünür	Çözünür

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Hücre Tipi	Teorik Sonuç	Sonuç
Nükleuslar	Kırmızı/Mor	Kırmızı/Mor
Lenfositler	Mavi	Mavi
Monositler	Soluk Mavi	Soluk Mavi
Nötrofilik granüositler	Granüller Açık Mor	Granüller Açık Mor
Eozinofilik granüositler	Kırmızı/Gri Mavi	Kırmızı/Gri Mavi
Bazofilik granüositler	Koyu Mor	Koyu Mor
Trombositler	Mor	Mor
Eritrositler	Kırmızımsı	Kırmızımsı
Kan parazitleri	Nükleuslar Açık Kırmızı	Nükleuslar Açık Kırmızı