

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Wright Boyası
Marka	GBL® Hema-Rose
Referans Numarası	2413
LOT Numarası	C8178
Sipariş Numarası	442413020500
Üretim Tarihi	02.05.2024
Son Kullanma Tarihi	02.05.2026
Analiz Tarihi	28.05.2024
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
Renk	Koyu mor	Koyu mor

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
pH	6,8±0,3	7,027
Suda Çözünme (g/L)	Çözünür	Çözünür

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Hücre Tipi	Teorik Sonuç	Sonuç
Kırmızı Kan Hücreleri	Pembemsi Kırmızı	Pembemsi Kırmızı
Nötrofiller	Koyu Mor	Koyu mor
Eozinofiller	Mavi	Mavi
Bazofiller	Koyu mavimsi mor	Koyu mavimsi mor
Lenfositler	Derin mavimsi mor	Derin mavimsi mor
Trombositler	Mor granül	Mor granül