

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Gram Fuksin Çözeltilisi
Marka	GBL [®] Rosa-Stain
Referans Numarası	2424
LOT Numarası	D0192
Sipariş Numarası	442424020500
Üretim Tarihi	30.04.2025
Son Kullanma Tarihi	30.04.2027
Analiz Tarihi	07.05.2025
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Koku	Alkol Kokusu	Alkol Kokusu
Renk	Magenta kırmızısı	Magenta kırmızısı

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Suda Çözünme (g/L)	Çözünür	Çözünür
pH	5,5±0,3	5,539

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Kalite Kontrol Mikroorganizmaları	Teorik Sonuç	Sonuç
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Mor	Mor
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Pembe	Pembe