

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Gram Safranin Boyası
Marka	GBL® Rosa-Stain
Referans Numarası	2444
LOT Numarası	C8526
Sipariş Numarası	442444030250
Üretim Tarihi	05.07.2024
Son Kullanma Tarihi	05.07.2026
Analiz Tarihi	08.07.2024
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Renk	Kırmızı	Kırmızı

Kimyasal Özellikler		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
pH	6,8±0,2	6,825
Suda Çözünme (g/L)	Çözünür	Çözünür

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Kalite Kontrol Mikroorganizmaları	Teorik Sonuç	Sonuç
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Mor-mavi	Mor-mavi
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Pembe-kırmızı	Pembe-kırmızı