

Analiz Sertifikası

Set İsmi	Ziehl Neelsen Aside Dirençliler
Marka	GBL® Rosa-Stain
Referans Numarası	5017
LOT Numarası	C9501
Sipariş Numarası	445017020500
Üretim Tarihi	19.12.2024
Son Kullanma Tarihi	19.12.2026
Analiz Tarihi	24.12.2024
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
A-Karbol Fuksin Çözültisi ZN		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
Renk	Magenta kırmızısı	Magenta kırmızısı
B-Asitli Alkol Çözültisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
Renk	Renksiz	Renksiz
C-Metilen Mavisi Çözültisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
Renk	Mavi	Mavi

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Kalite Kontrol Mikroorganizmaları	Teorik Sonuç	Sonuç
Aside Dirençli Mikroorganizmalar	Kırmızı	Kırmızı
Diğer Mikroorganizmalar	Mavi	Mavi
Arka Alanlar	Mavi	Mavi