

Analiz Sertifikası

Ürün İsmi	Aside Dirençliler Boyama Seti; Brillant Yeşilli
Marka	GBL® Rosa-Stain
Referans Numarası	5020
LOT Numarası	C8650
Sipariş Numarası	445020020500
Üretim Tarihi	30.07.2024
Son Kullanma Tarihi	30.07.2026
Analiz Tarihi	01.08.2024
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler

A-Karbol Fuksin Çözeltisi ZN

Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Magenta kırmısızı	Magenta kırmısızı
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu

B-Asit Alkol Çözeltisi

Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Renksiz	Renksiz
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu

C- Brillant Yeşili Çözeltisi

Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür

MİKROSKOPİ SONUÇLARI

Kalite Kontrol Mikroorganizmaları	Teorik Sonuç	Sonuç
Aside Dirençli Mikroorganizmalar	Kırmızı	Kırmızı
Diğer Mikroorganizmalar	Yeşil	Yeşil
Arka Alanlar	Yeşil	Yeşil