

Analiz Sertifikası

Set İsmi	May-Grünwald Giemsa
Marka	GBL [®] Hema-Rose
Referans Numarası	5025
LOT Numarası	D0057
Sipariş Numarası	445025050250
Üretim Tarihi	27.03.2025
Son Kullanma Tarihi	27.03.2027
Analiz Tarihi	28.03.2025
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
A-May-Grünwald Çözeltisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
pH	6,8±0,3	6,870
Renk	Koyu mor	Koyu mor
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
B-Tampon Çözeltisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
pH	6,8±0,3	6,823
C-Giemsa Çözeltisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Koyu mor	Koyu mor
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Hücre Tipi	Teorik Sonuç	Sonuç
Nötrofil sitoplazması	Gölgeli kirli pembemsi	Gölgeli kirli pembemsi
Lenfosit sitoplazması	Gök mavisi	Gök mavisi
Eozinofil sitoplazması	Mavi	Mavi
Plasmodium sitoplazması	Mavi	Mavi
Monosit sitoplazması	Soluk mavi	Soluk mavi
Eozinofil granülleri	Kırmızıdan mora	Kırmızıdan mora
Bazofil granülleri	Koyu mor veya siyahımsı	Koyu mor veya siyahımsı
Nötrofil granülleri	Açık morumsu	Açık morumsu
Lökosit çekirdekleri	Kırmızımsı mor	Kırmızımsı mor
Plasmodium kromatini	Kırmızı	Kırmızı
Trombosit granülleri	Menekşe mor	Menekşe mor
Eritrositler	Kırmızımsı	Kırmızımsı