

Analiz Sertifikası

Set İsmi	Gram Boyama Seti; Safraninli
Marka	GBL® Rosa-Stain
Referans Numarası	5026
LOT Numarası	D0180
Sipariş Numarası	445026050250
Üretim Tarihi	25.04.2025
Son Kullanma Tarihi	25.04.2027
Analiz Tarihi	25.04.2025
Depolama Sıcaklığı ve Süresi	15-25 °C (2 yıl kullanım süresi)

Fiziksel Özellikler		
A-Gram Kristal Moru Çözeltisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Mavi-violet	Mavi-violet
B-Gram Lugol Çözeltisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Kahverengi	Kahverengi
C-Gram Denatüre Alkol		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Koku	Alkol kokusu	Alkol kokusu
Renk	Renksiz	Renksiz
D-Gram Safranin Çözeltisi		
Kalite Kontrol Değerleri	Teorik Sonuç	Sonuç
Form	Sıvı	Sıvı
Çözünürlük	Çözünür	Çözünür
Renk	Kırmızı	Kırmızı

MİKROSKOPİ SONUÇLARI		
Kalite Kontrol Mikroorganizmaları	Teorik Sonuç	Sonuç
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Pozitif, mor basil bakteriler	Pozitif, mor basil bakteriler
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Negatif, kırmızı basil bakteriler	Negatif, kırmızı basil bakteriler