

KULLANIM KILAVUZU REZORSİN FUKSİN ÇÖZELTİSİ

	ÜRÜN ADI	: Rezorsin Fuksin Çözeltisi		
	MARKASI	: GBL® Rosa-Stain		
	REF No	: 2072		
		Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
		442072050250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
		442072020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe	500 ml

KULLANIM AMACI

Antiseptik etkili hücre ve doku boyası olarak kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Rezorsin: Elastik liflerin ve bazı kollajen liflerin boyanmasını sağlar.

Fuksin: Doku örneklerindeki nükleik asitleri ve bazı diğer yapıları boyamak için kullanılır.

İÇERİK BİLGİSİ

Rezorsinol, bazik fuksin, borik asit, %96 etanol, fenol, aseton.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Genetik hasara yol açma şüphesi var. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. Maruz kalınma veya etkileşim halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama Sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Rezorsin Fuksin Çözeltisi	2072	442072050250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
		442072020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe	500 ml

SEMBOL ANAHTARI

	REF Numarası		Ürün Üretim Tarihi		Ürün Depolama Sıcaklığı		Üretici Bilgisi
	LOT Numarası		Ürün Son Kullanma Tarihi		Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın		Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
	In Vitro Diagnostik		:GHS02		:GHS08		:GHS05

**GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.trÜrünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.