

KULLANIM KILAVUZU

ASİTLİ ALKOL

	ÜRÜN ADI		: Asitli Alkol
	MARKASI		: GBL® Assistain
	ÜRÜN REF NO		: 2426
	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
	442426020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml

KULLANIM AMACI

Genellikle regresif boyama sırasında farklılaştırma (dekolorizasyon) için kullanılır.

ÇALIŞMA PRENSİBİ

Gram Asitli alkol bir farklılaştırma reaktifidir. Genellikle regresif boyama yöntemlerinde kullanılır. Nükleer ve nükleer olmayan yapılar arasında mükemmel bir ayırım sağlar. Farklılaşma; çekirdek boyalı kalırken, asitli alkolün boyaları sitoplazmadan uzaklaştırmasıyla gerçekleşir. Bunun nedeni, nükleer boyanın çekirdeğe sitoplazmadan daha güçlü bağlanmasıdır.

İÇERİK BİLGİSİ

%96 Etil alkol, metanol ve %37 hidroklorik asit.

UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER

Tehlike. Çok alevlenir sıvı ve buhar. Yutulması halinde zararlıdır. Cilt tahrişine yol açar. Göz tahrişine yol açar. Organlarda hasara yol açar. Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez. Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerini hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. Maruz kalınma halinde: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın. İyi havalandırılmış bir alanda depolayan. Soğuk tutun.

DEPOLAMA KOŞULLARI

Saklama sıcaklığı	Raf Ömrü
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan, gölge bir ortamda saklayınız. Ağız sıkıca kapalı ve iyi havalandırılmış bir ortamda muhafaza edilmelidir.

SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Asitli Alkol	2426	442426020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml

SEMBOL ANAHTARI

	REF Numarası		Ürün Üretim Tarihi		Ürün Depolama Sıcaklığı		Üretici Bilgisi
	LOT Numarası		Ürün Son Kullanma Tarihi		Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın		Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
	In Vitro Diagnostik		GHS02: ALEVLENİR		GHS08: ZARARLI		GHS07: DİKKAT



GBL Gül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • www.gbl.com.tr • info@gbl.com.tr

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları kalite@gbl.com.tr adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.