


## KULLANIM KILAVUZU TAMPONLU KSANTEN ÇÖZELTİSİ

	<b>ÜRÜN ADI</b>	: Tamponlu Ksanten Çözeltisi		
	<b>MARKASI</b>	: GBL® Rosa-Stain		
	<b>REF No</b>	: 2511		
	<b>Stok Kodu</b>	<b>Ambalaj Şekli</b>	<b>Birim Ambalaj Hacmi</b>	
442511030250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml		
442511020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml		
442511011000	1000 ml, HDPE Yuvarlak Şeffaf Şişe	1000 ml		

### **KULLANIM AMACI**

Histoloji boyamaları için kullanılır.

### **GEREKEN NUMUNE TÜRÜ**

Tüm vücut sıvıları.

### **ÇALIŞMA PRENSİBİ**

Örnekler, tamponlu ksanten çözeltisi içine yerleştirilir ve belli bir süre boyunca (genellikle birkaç dakika ile bir saat arasında) bekletilir. Ksanten, hücrelerin yapısal bileşenlerine bağlanır ve bu bileşenleri boyar. Çözelti içindeki tampon, pH seviyesini sabitler ve hücre yapılarının korunmasını sağlar.

### **İÇERİK BİLGİSİ**

Eozin Y, Eozin B, Floksin B, Fosfat Tamponları, Stabilizatörler, Prezervatifler, Sürfaktan

### **UYARILAR, ÖNLEMLER, ALINACAK TEDBİRLER**

Maddelerin veya karışımların SEA Hakkında Yönetmeliğe (RG 11.12.2013 Sayısı :28848 mükerrer) göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

### **DEPOLAMA KOŞULLARI**










<b>Saklama Sıcaklığı</b>	<b>Raf Ömrü</b>
15/25 °C	2 yıl

Orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığı almayan ve iyi havalandırılmış gölge bir ortamda ağzı iyice kapalı muhafaza edilmelidir.

### **SİPARİŞ - PAKET BİLGİSİ**

Ürün Adı	REF No	Stok Kodu	Ambalaj Şekli	Birim Ambalaj Hacmi
Tamponlu Ksanten Çözeltisi	2511	442511030250	250 ml, PP Damlalıklı Beyaz Şişe	250 ml
		442511020500	500 ml, HDPE Beyaz Şişe 28 mm	500 ml
		442511011000	1000 ml, HDPE Yuvarlak Şeffaf Şişe	1000 ml

**SEMBOL ANAHTARI**

	REF Numarası		Ürün Üretim Tarihi		Ürün Depolama Sıcaklığı		Üretici Bilgisi
	LOT Numarası		Ürün Son Kullanma Tarihi		Ürün Kullanım Kılavuzuna Bakın		Ambalaj Geri Dönüşüm Bilgisi
	In Vitro Diagnostik						

**GBLGül Biyoloji Laboratuvarı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

Merkez: Dudullu OSB. Mah. İMES C Blok 305 Sk. No:16 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Şube : Şerifali Mah. Hattat Sk. No:10 34775 Ümraniye / İstanbul / TÜRKİYE

Tel: 0216 364 15 00 • Faks: 0216 314 15 69 • [www.gbl.com.tr](http://www.gbl.com.tr) • [info@gbl.com.tr](mailto:info@gbl.com.tr)

Ürünle ilgili meydana gelen ciddi olumsuz olayları [kalite@gbl.com.tr](mailto:kalite@gbl.com.tr) adresimizden bizlere bildirebilirsiniz.